

Comment réaliser les prélèvements de dépistage par RT-PCR ?

(diapo n°28)



Je demande au patient de porter un masque chirurgical.

Je porte un masque FFP2, une surblouse à usage unique à manches longues, des lunettes de protection, une charlotte, un calot couvrant et des gants à usage unique.



Les conditions d'élimination des déchets sont les mêmes que pour toute intervention auprès d'un patient atteint du Covid-19 (cf. diapo n°13).

Je nettoie mes lunettes de protection au moyen de lingettes désinfectantes virucides ou à l'eau de Javel 0,5%.

Je me lave les mains ou je réalise une friction hydroalcoolique.



Le prélèvement est à conditionner dans un emballage souple, s'il n'est pas acheminé directement au laboratoire de biologie médicale il est à conserver +4°C (voir avec le laboratoire les recommandations).

L'identification du patient et du prélèvement sont à réaliser sur place.